

## Warsztaty sobota 4 marca 2023

---

**14.00 - 19.00 Technika licowania przedsionkowego struktur cyrkonowych, kontrola koloru, transparencji, opalescencji i fluorescencji, efektywne dobarwienie i glazurowanie.**



- Podczas warsztatu każdy z uczestników wylicuje przedsionkowo ceramiką trzypunktowy most w odcinku przednim ( siekacz centralny, boczny oraz kieł), opracuje go, dobarwi oraz poglazuruje.

- Zapewniamy modele, struktury oraz wszelkie niezbędne materiały.

- Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych narzędzi do modelowania.

Dla uczestników warsztatu SUPER PROMOCJA na dyski SUPRA firmy Shofu.

Trener: Tech.dent. Tomasz Dąbrowski Shofu / Hol-Dental Depot

koszt: 370,- / osoba (modele i materiały)

Hol-Dental Depot, Piotrkowska 111, 90-425 Łódź konto: 91 1140 1108 0000 3631 7300 1001

---

**14.00 - 19.00 CRYSTAL 3D – ŻEL CERAMICZNY -**



**malowanie warstw i efektów specjalnych na cyrkonie pełnokonturowym- Tressis Italia.**

Żel ceramiczny – CRYSTAL – do malowania mikro-warstwowego to specjalny produkt z linii Natural Ceramic System stworzony przez producenta ceramiki dentystycznej Tressis Italia. System CRYSTAL składa się z dwóch zestawów: CRYSTAL LIVE! masy do mikro-warstwowania różnych obszarów zęba z pełną grupą kolorów A-D i masy CRYSTAL GUM do charakteryzowania tkanek miękkich.

Z masami ceramicznymi systemu CRYSTAL można uzyskać wysoką estetykę i efekty specjalne, takie jak: podkreślenie obszarów siecznych, charakteryzowanie głębi, tworzenie linii pęknięć, zaznaczanie mamelonów itp.

Z CRYSTAL 3D możesz uzyskać optymalne rezultaty, porównywalne z tradycyjną ceramiką warstwowaną, przy bardzo małych grubościach żelu (0,1- 0,25 mm).

Żele mają odpowiednią konsystencję i stabilność – pozwalają budować pędzlem złożone efekty na powierzchniach modelowanych, dodatkowo możliwe jest zwiększenie aspektu estetycznego przy pomocy fakturowania powierzchni.

Temperatura wypalania mas CRYSTAL jest niska i nie zmienia stabilności koloru cyrkonu ani precyzyjnie wykonanych elementów z ceramiki zintegrowanej z podbudową - dlatego może być stosowana do korygowania kształtów i budowania dowolnych efektów na każdej ceramice dentystycznej.

Pasty w żelu 3D mogą być stosowane do korekty morfologii powierzchni zębów i konturowania. Zawierają proszek ceramiczny, który może być użyty do zwiększenia każdej powierzchni okluzyjnej oraz kształtu, długości i wysokości powierzchni siecznych.

Uczestnik warsztatu wykona mikro-warstwowanie żelem ceramicznym CRYSTAL siekacza centralnego przygotowanego z cyrkonu sześciowarstwowego.

prowadząca tech. dent. Ewelina Durczak - Głównia warsztat dla 10 uczestników

koszt: 280,- Pln / osoba

Holtrade SANTANDER BP S.A. W-wa konto: 36 1090 1056 0000 0001 1847 8010

---

**14.00 - 18.00 Praktyczny workshop z technik profesjonalnej higieny jamy ustnej.**

- Idealnej, efektywnej i bezpiecznej techniki czyszczenia zębów nie można nauczyć się z książek:
- Czyszczenie gładkich powierzchni zębów szczoteczkę klasyczną - metoda BASS z użyciem szczoteczek manualnych.
- Profesjonalny pomiar przestrzeni międzyzębowych.
- Instrukcja i dobór odpowiednich szczoteczek międzyzębowych.
- Technika 1 na 1 - czyszczenie szczoteczką jednopęczkową.

prowadzące: mgr Agnieszka Stącel - Stępniewska instruktor higieny jamy ustnej

mgr tech. dent. Renata Dziedzicka i instruktor higieny jamy ustnej

koszt szkolenia 199,- (szkolenie i pakiet produktów do higieny jamy ustnej)

konto: PKO 44 1440 1387 0000 0000 0742 1017 tytuł: szkolenie TD

Indent, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław